

SNAP ON SMILE

L'ESTETICA DEL SORRISO ALLA PORTATA DI TUTTI



Un giorno senza un sorriso è un giorno sprecato" diceva Charlie Chaplin. Un sorriso smagliante è il miglior biglietto da visita, nonché fonte primaria per comprendere lo stato d'animo del nostro interlocutore. Può diventare una vera ossessione per alcune persone, e, se trascurato, può costituire fonte di imbarazzo e disagio nei rapporti con gli altri. Migliorarne l'estetica con le cure odontoiatriche può risultare complicato ed economicamente impegnativo, nonché richiedere più di una seduta dal dentista. Dagli Stati Uniti ci viene in aiuto un nuovo, innovativo dispositivo, che permette di risolvere velocemente i difetti estetici e avere il sorriso che si è sempre voluto. Il nome di questo dispositivo è SNAP ON SMILE. A parlarne sarà, come di consueto il **professore Gaetano Pisano**, esperto di estetica dentale e docente di "Protesi e Riabilitazione orale" presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro (per info www.studiopisano.com)

Professore che cos'è lo Snap - Smile?

"È un dispositivo protesico rimovibile (fig.1), costituito interamente da resina, che sfrutta l'appoggio dei denti residui con la ricopertura degli stessi, che ne diventeranno l'elemento di ritenzione. Il grande vantaggio di questo dispositivo è l'assenza di ganci d'appoggio, e la possibilità di migliorare l'estetica dei denti rimasti che saranno ricoperti completamente dalla resina, con uniformità di forma e colore con i denti sostituiti, come accade nel caso di una protesi fissa" (foto 2 e 3)

In quali casi si può utilizzare?

"Può essere utilizzato non solo in caso di sostituzione di denti mancanti, ma anche come miglioramento estetico temporaneo, in casi di

anomalie di forma e posizione dentaria, come provvisorio pre o post chirurgia implantare, nonché come soluzione estetica in pazienti con condizioni di salute generale compromessa, oppure in pazienti anziani in sostituzione di protesi scheletrate o in resina. Lo Snap on Smile può essere anche parziale, per la riabilitazione di un solo quadrante".

Come si realizza?

"Lo Snap on Smile deve il suo nome al sistema di ritenzione che avvolge la superficie sopra-gengivale del dente (sistema ad incastro, snap appunto). È realizzato in resina acetilica, che presenta caratteristiche di resistenza sia alla compressione che al calore, anche se è utilizzato in spessori sottili fino a 0,5 mm, inoltre non si macchia e non permette la penetrazione batterica e quindi la formazione di odori sgradevoli. La produzione avviene con tecnologia CAD e CAM. Nella pratica non si utilizzano strumenti per la preparazione dei denti, ma solamente un'impronta della bocca e si fanno delle foto del paziente. Il tutto viene inviato al laboratorio (INTRALOCK EURO SYSTEM ITALIA) dove verrà progettato (fase CAD) da un software dedicato, e realizzato da un fresatore (fase CAM)".

Ci sono controindicazioni?

"Lo Snap - Smile è controindicato nei casi parodontali gravi quando vi è mobilità dentale (leggi piorrea), oppure in completa assenza di denti.

Ad ogni modo costituisce una soluzione semplice, veloce ed economica per risolvere in tempi brevi situazioni complesse, con soddisfazione del medico e del paziente, in una sola seduta e senza sofferenza".



GAETANO PISANO
ESPERTO DI ESTETICA DENTALE
E DOCENTE DI PROTESI E RIABILITAZIONE ORALE

PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO

